

## AUDIOMÈTRE AUDITEST MANUEL Référence : 21021-17



Pour le contrôle de l'ouïe

### Audiomètre de Dépistage Manuel AUDITEST Electronica Technologies

L'Audiomètre de Dépistage Manuel a été conçu pour un diagnostic précis des capacités auditives en ambulatoire. Le boîtier ergonomique de l'Audiomètre permet de l'utiliser d'une seule main car il épouse la forme de la paume de la main. De chaque côté du boîtier, vous avez des encoches pour positionner vos doigts. L'Audiomètre est moderne et performant. Sa taille en format Pocket le rend léger et passe partout. Il vous suivra aisément lors de vos déplacements. Il équipé d'une gamme de 11 fréquences, l'Audiomètre a des sons variables de 125 Hz à 8000 Hz. Son niveau sonore est ajustable de -10 à 100 dB (HL) par pas de 5 dB.

Le mode de présentation de l'Audiomètre se décline en 2 modes de son : continu ou pulsé.

Son écran LCD, vous offre un large affichage. Il vous informe sur :

- la fréquence et l'intensité,
- le mode de stimulus,
- Etat de charge des piles,
- Emission du son.

Il est équipé de touches silencieuses et embossées. Son système de coupure automatique, vous offre une longévité sur votre alimentation. L'alimentation est composée de 2 piles 1.5V classiques.

De plus l'Audiomètre est livré dans une trousse incluant :

- Boîtier audiométrique
- Casque
- 2 piles
- Mini CD supportant la notice d'utilisation et d'entretien. Garantie : 3 ANS

Marquage CE Médical (G-MED / CE 0459)  
Conforme à la norme de l'audiométrie EN 60645-1

### DESCRIPTION TECHNIQUE :

- Audiomètre de Dépistage Manuel AUDITEST Electronica Technologies
- Type : 4 dépistage et contrôle (selon EN 60645-1)
- Sortie : CA Conduction Aérienne
- Fréquences: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B  
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502



## AUDIOMÈTRE AUDITEST MANUEL

Référence : 21021-17

- Niveau de sortie : - 10 à 100 HLdB
- Incrément de niveau : 5 dB
- Casque Sennheiser : léger, confortable, haute isolation phonique
- Alimentation : 2 piles de 1,5 V type AA / LR06
- Autonomie : Une dizaine d'heures
- Stimulations : Son continu, son pulsé
- Précisions : Fréquences +/- 2 % - Niveaux +/- 3 dB