

ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70° FLACON POMPE 250ML Référence : 4051



ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70° FLACON POMPE 250ML

Composition:

Assainissant Corporel, surface et instruments médicaux.

Sans Ga

Isopropyl alcohol (CAS 67-63-0, CE 200-661-7) 70.0g/100g, Aqua

Mode d'emploi:

Appliquer sur la zone à préparer à l'aide d'une compresse.

Action permettant d'assainir la zone avant examen médical. Eviter tout contact avec les zones épidermiques sensibles et muqueuses.

Cette présentation, plus économique permet une souplesse et une sûreté d'utilisation, tout en évitant le phénomène d'évaporation.

Ce flacon est à utiliser avec la pompe dish (brevetée) pour imprégner la bonne dose sur le coton.

Usage externe.

ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70° FLACON POMPE 250ML

- Recommandé pour l'assainissement de la peau, des surfaces et des instruments médicaux.
- Action immédiate
- Ne contient pas de camphre
- il est exempt de contre-indications.
- La pompe délivre la dose juste pour imprégner une compresse sans gaspillage, et laisse à son utilisateur une main totalement libre.