

100 PAILLONS DÉTECTABLES SUPPORT TISSÉS COTON BLEU 7,5 CM X 4,6 CM Référence : 1111-100



Description :

- **Pansement papillon** conçu pour bien épouser le **bout de doigt** et maintenir une protection propre.
- Format **7.5 x 4.6 cm** adapté aux petites coupures et éraflures sur les doigts.
- **Compresse non-adhérente** pour éviter que le pansement ne colle à la zone protégée.
- **Adhésif à colle forte** pour une tenue fiable au quotidien.
- Parfait pour une utilisation dans le **secteur alimentaire** et **agroalimentaire** grâce à sa visibilité et sa détectabilité.

Caractéristiques techniques :

- **Type** : Pansement **papillon détectable**
- **Dimensions** : **7.5 cm x 4.6 cm**
- **Support** : **Tissé coton** bleu
- **Détectabilité** : Repérable par **couleur bleue** et **détecteur de métaux**
- **Conditionnement** : **100** pièces (réf. **1111-100**)

Propriétés

- **Support tissé coton** détectable dans la chaîne de production
- **Couleur bleue** pour un repérage visuel immédiat
- **Détectable** grâce à un **fil d'aluminium** placé sous la compresse
- **Compresse non-adhérente** pour un retrait plus confortable
- **Adhésif à colle forte** pour une bonne tenue

DESTOCKAGE

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **03/2027**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS Antibes 2022B00815 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502



100 PAPILLONS DÉTECTABLES SUPPORT TISSÉS COTON BLEU 7,5 CM X 4,6 CM Référence : 1111-100

Papillons détectables tissés coton bleu 7.5 x 4.6 cm : Visibles et détectables pour l'alimentaire

Des **pansements papillon** avec **compresse non-adhérente** et **colle forte**, pensés pour être **repérables** (couleur bleue) et **détectables** (détecteur de métaux), afin de sécuriser la gestion des petits bobos en **agroalimentaire**.

- **Repérable par la couleur bleue**
- **Détectable au détecteur de métaux**
- **Support tissé coton**
- **Compresse non-adhérente**
- **Adhésif à colle forte**

Mode d'emploi :

- Appliquer le **pansement papillon** sur le doigt afin qu'il épouse correctement le **bout de doigt**.
- Positionner la **compresse non-adhérente** sur la zone à protéger.
- Presser l'adhésif pour assurer une tenue optimale grâce à la **colle forte**.
- Utiliser en environnement **alimentaire** / **agroalimentaire** pour faciliter le repérage et la détectabilité.

Précautions d'utilisation :

- Vérifier la bonne adhérence du pansement avant prise de poste, surtout en contexte de manipulation.
- Remplacer le pansement si la tenue n'est plus satisfaisante, afin de conserver une protection propre.

Des pansements papillons détectables conçus pour les environnements exigeants

Les **papillons détectables** à **support tissé coton bleu** sont pensés pour concilier **protection** et **sécurité** en milieu sensible. Leur **couleur bleue** facilite le repérage, tandis que la conception **détectable** aide à renforcer la maîtrise des risques en production. Avec leur **compresse non-adhérente** et leur **colle forte**, ils assurent une tenue fiable sur le doigt et une protection hygiénique. Pour compléter vos besoins, retrouvez aussi nos **pansements détectables** ainsi que l'ensemble de nos **pansements**.

Découvrir tous les produits [Detectaplast](#).