

STÉTHOSCOPE DUAL PULSE II PÉDIATRIQUE SIMPLE PAVILLON

Référence : 22181



Description :

- **Stéthoscope pédiatrique Spengler Pulse II** destiné à l'**auscultation des enfants**, de la **prise de tension** et des examens de routine.
- **Pavillon simple pédiatrique en aluminium** offrant un excellent compromis entre **légèreté** et **performance acoustique** pour entendre les **sons cardiaques et pulmonaires** les plus fins.
- **Membrane haute résolution** conçue pour une **écoute précise des différentes fréquences**, adaptée aux **petites morphologies** pédiatriques.
- **Design ludique et coloré**, idéal pour **rassurer les jeunes patients** et dédramatiser l'examen.
- **Stéthoscope pédiatrique léger et robuste**, parfaitement adapté aux **professionnels de santé en itinérance** (visites à domicile, tournées infirmières, interventions scolaires).

Caractéristiques techniques :

- **Type de produit** : **stéthoscope pédiatrique simple pavillon** pour **auscultation des bruits corporels** chez l'enfant.
- **Pavillon** : **pavillon aluminium pédiatrique** à bords fins, poids réduit pour une **manipulation facile** et une utilisation fréquente.
- **Membrane** : **membrane haute résolution** pour une **qualité acoustique optimale** des **bruits cardiaques, pulmonaires et vasculaires**.
- **Tubulure et lyre** : **tubulure simple à conduit haute performance**, lyre en aluminium avec **ressort intégré** et **embouts auriculaires en silicone** pour une **bonne étanchéité sonore**.
- **Confort patient** : **bague antifroid** autour du pavillon pour un **contact plus doux sur la peau** des enfants et une **auscultation mieux acceptée**.

Stéthoscope DUAL PULSE II pédiatrique simple pavillon : légèreté et précision pour l'auscultation des enfants

Un **stéthoscope pédiatrique léger**, avec **pavillon en aluminium** et **membrane haute résolution**, conçu pour une **auscultation précise des bruits cardiaques et pulmonaires** chez l'enfant tout en offrant un **confort optimal au praticien**.

- **Poids minimal, confort maximal**
- **Acoustique haute résolution pédiatrique**
- **Tubulure simple haute performance**

STÉTHOSCOPE DUAL PULSE II PÉDIATRIQUE SIMPLE PAVILLON

Référence : 22181

- **Embouts auriculaires en silicone souple**
- **Bague antifroid rassurante pour l'enfant**

Mode d'emploi :

- Ajuster la **lyre anatomique** du **stéthoscope pédiatrique** pour qu'elle s'adapte confortablement au conduit auditif, puis orienter les **embouts en silicone** vers l'avant.
- Positionner le **pavillon pédiatrique** sur la **zone à ausculter** (thorax, dos, zone pulmonaire) en maintenant une **pression légère et stable**.
- Utiliser la **membrane haute résolution** pour écouter les **bruits cardiaques et respiratoires** et affiner le **diagnostic pédiatrique**.
- Associer si besoin le **stéthoscope DUAL PULSE II pédiatrique** à un **tensiomètre pédiatrique** pour réaliser des **prises de tension** chez l'enfant.
- Après l'examen, nettoyer le **pavillon** et les **embouts auriculaires**, puis ranger le stéthoscope dans une **poche** ou un **étui de protection**.

Précautions d'utilisation :

- Utiliser le **stéthoscope pédiatrique simple pavillon** uniquement pour l'**auscultation médicale** par des **professionnels de santé formés**.
- Éviter d'exercer une **pression excessive** sur le pavillon afin de ne pas gêner l'enfant et de préserver la **fidélité acoustique**.
- Nettoyer régulièrement la **membrane**, la **bague antifroid** et les **embouts** avec un produit adapté, sans immerger le stéthoscope ni exposer la tubulure à des solvants agressifs.
- Protéger le **stéthoscope DUAL PULSE II pédiatrique** des **chocs**, de la **chaleur excessive** et d'une exposition prolongée au soleil pour préserver la tubulure.
- Remplacer les **embouts auriculaires** dès qu'ils sont usés ou endommagés pour maintenir un **confort d'écoute optimal** et une bonne hygiène.

Stéthoscope pédiatrique léger pour auscultation quotidienne en soins

Le **stéthoscope DUAL PULSE II pédiatrique simple pavillon** a été conçu pour les **pédiatres, infirmiers et médecins généralistes** qui recherchent un **stéthoscope pédiatrique léger** et performant pour la **prise de tension** et l'**auscultation des enfants**. Sa **tubulure simple haute performance**, sa **membrane haute résolution** et sa **bague antifroid** garantissent une **acoustique précise** tout en préservant le confort des jeunes patients.

Grâce à son **pavillon en aluminium** et à ses **embouts auriculaires en silicone**, le **stéthoscope pédiatrique Pulse II** se fait oublier dans la poche ou la mallette médicale, tout en offrant une **écoute fiable des bruits cardiaques et pulmonaires**. C'est un **stéthoscope de diagnostic** adapté aux **consultations en cabinet**, aux **visites à domicile** et aux **services pédiatriques**, parfaitement complémentaire de vos autres **instruments de mesure**.