

ECHELLE DE MONOYER LECTURE DIRECTE 3M OU 5M

Référence : 21003

ÉCHELLE DE MONOYER - Lecture directe - 3m ou 5m



Caractéristiques :

- Le **test de Monoyer** met le sujet à l'aise dans des conditions de **vision familières** répondant à des besoins réels,
- L'**échelle de Monoyer** permet une **évaluation de l'acuité visuelle** qui fait intervenir des mécanismes de reconnaissance de forme globale d'optotypes
- Utilisé dans les **cabinets d'ophtalmologie** mais également lors de dépistage dans les écoles, collèges, lycées et entreprises,
- Le **test de Monoyer** est conçu pour une utilisation à **3m ou 5m du sujet**,

Caractéristiques techniques :

- Résistance température : -10 à +40°C
- Epaisseur : 1mm
- Poids : 145g
- Couleur : blanc

ÉCHELLE DE MONOYER - Lecture directe - 3m ou 5m

Le **test de Monoyer** sont des **tests optométriques** servant à **déterminer l'acuité visuelle** en ophtalmologie. Elles sont proposées pour une **distance de 3m ou de 5m**.

Produits référents :

- Test de Monoyer 3m - **Réf: 21003**
- Ttest de Monoyer 5m - **Réf: 21004**

Produits référents :

- Test de Monoyer 3m - **Réf: 21003**
- Ttest de Monoyer 5m - **Réf: 21004**