

## COMPRESSES BURNCARE

Référence : 240050

### Caractéristiques de la Compresse Burncare

#### Caractéristiques :

Le principe est de refroidir rapidement une brûlure par transfert de chaleur grâce au gel d'eau bactériostatique réparti à saturation sur des supports.

L'application du produit directement sur la zone brûlée permet de stopper la progression de la chaleur, de stabiliser la température cutanée et centrale, de garder intact l'aspect de la brûlure, de ne pas adhérer à la peau et éviter pour les brûlures graves, l'hypothermie.



### Compresse Burncare

- Les pansements stériles pour brûlures Burncare sont adaptés à des brûlures légères et profondes.
- A base de 90% d'eau la compresse BurnCare hydrate, apaise et soulage.

#### Existe en différentes tailles :

- [burncare 5cm x 5cm](#) (Réf:240050)
- [burncare 5cm x 15cm](#) (Réf:240051)
- [burncare 10cm x 10cm](#) (Réf:240060)
- [burncare 20cm x 20cm](#) (Réf:240070)