

100 AIGUILLES 50 8/10 VERTE 21G Référence : 301155

Description :



- Aiguilles **21G** conçues pour des gestes nécessitant une pénétration fiable, grâce à un **triple biseau**.
- Confort amélioré avec une conception **atraumatique** liée à une **paroi ultra-fine**.
- Polyvalentes : utilisables pour **intramusculaire, sous cutanée, intraveineuse** et **prélèvement**.
- **Embase translucide** pour aider à visualiser le passage du liquide.
- Conditionnement en **boîte de 100** pour faciliter le réassort des consommables.

Caractéristiques techniques :

- **Gauge** : 21G
- **Taille** : 50 8/10
- **Couleur** : Verte
- **Matière de l'aiguille** : Acier inoxydable
- **Stérilisation** : Oxyde d'éthylène

Propriétés

- **Triple biseau** pour une pénétration de qualité
- **Paroi ultra-fine** pour un geste plus atraumatique
- **Compatible** avec **Luer** et **Luer Lock**
- **Embase translucide** pour visualiser le passage du liquide
- **Aiguille en acier inoxydable**

DESTOCKAGE

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **01 octobre 2026**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !



100 AIGUILLES 50 8/10 VERTE 21G Référence : 301155

Aiguilles 21G 50 8/10 vertes x100 : Pénétration précise et confort d'injection

Grâce au **triple biseau** et à la **paroi ultra-fine**, ces aiguilles favorisent une pénétration nette et plus confortable, tout en restant polyvalentes pour **intramusculaire, sous cutanée, intraveineuse** ou **prélèvement**.

- **Triple biseau précis**
- **Paroi ultra-fine**
- **Compatible Luer et Luer Lock**
- **Embase translucide visible**
- **Boîte de 100 aiguilles**

Mode d'emploi :

- Choisir l'**aiguille 21G** adaptée à votre geste (injection ou **prélèvement**).
- Fixer l'aiguille sur un embout **Luer** ou **Luer Lock** selon votre matériel.
- Réaliser l'acte prévu : **intramusculaire, sous cutanée, intraveineuse** ou **prélèvement**.
- Utiliser l'**embase translucide** pour aider à contrôler le passage du liquide si nécessaire.

Précautions d'utilisation :

- L'utilisation **intra-oculaire** n'est pas validée par le fabricant.
- Vérifier la compatibilité avec votre embout **Luer / Luer Lock** avant utilisation.
- Ne pas utiliser si vous constatez une anomalie sur l'aiguille ou l'embase.
- Respecter vos procédures internes pour la manipulation et l'élimination des objets piquants.

Des aiguilles 21G polyvalentes pour injections et prélèvements au quotidien

Les **aiguilles 21G 50 8/10 vertes** sont appréciées pour leur équilibre entre précision et confort, notamment grâce au **triple biseau** et à la **paroi ultra-fine**. Compatibles **Luer** et **Luer Lock**, elles s'intègrent facilement à votre matériel pour des usages variés : **intramusculaire, sous cutanée, intraveineuse** ou **prélèvement**. Pour compléter vos consommables, retrouvez aussi d'autres [aiguilles à usage unique](#), ainsi que l'ensemble de l'[instrumentation](#) utile au réassort.

Le format **boîte de 100** vous aide à sécuriser le stock et à standardiser vos consommations, tout en gardant une référence simple à identifier grâce à la **couleur verte**.