

## RUBAN ADHÉSIF MARQUAGE BLANC

Référence : 19114-blanc



### Description :

- Ruban adhésif utile pour maintenir une protection, sécuriser un maintien ou organiser un poste de soin.
- Permet une fixation simple quand vous souhaitez stabiliser rapidement sans multiplier les accessoires.
- Convient aux usages courants en premiers soins : maintien et sécurisation de pansements ou compresses.
- Coloris blanc, discret et facile à repérer en stock.
- Plusieurs modèles pour choisir celui qui correspond à votre usage (largeur/format selon variante).

### Caractéristiques techniques :

- **Type** : Ruban adhésif
- **Couleur** : Blanc
- **Variantes** : Divers modèles

## Ruban adhésif blanc : Fixation simple et rapide (divers modèles)

Un essentiel pour maintenir et sécuriser vos protections en quelques gestes, avec différents modèles pour s'adapter à vos habitudes d'utilisation.

- **Fixation rapide**
- **Maintien au quotidien**
- **Coloris blanc discret**
- **Différents modèles disponibles**
- **Pratique en stock**

### Mode d'emploi :

- Découper la longueur nécessaire en fonction de la zone à fixer.
- Appliquer sur support propre et sec pour améliorer la tenue.
- Utiliser pour maintenir une compresse ou sécuriser un pansement selon votre protocole.
- Remplacer si le ruban se décolle, se salit ou perd en efficacité.

### Précautions d'utilisation :

- Éviter l'application sur peau irritée ou lésée.
- Retirer doucement pour limiter l'inconfort, surtout sur peau sensible.
- Conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS  
Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,  
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30  
**04 93 19 20 23**

## RUBAN ADHÉSIF MARQUAGE BLANC

Référence : 19114-blanc

### Un ruban adhésif blanc indispensable pour sécuriser vos gestes de soin

Le **ruban adhésif blanc** fait partie des consommables simples qui facilitent les gestes du quotidien : fixer, maintenir, sécuriser rapidement. Avec ses différents modèles, vous choisissez la variante la plus adaptée à votre organisation, que ce soit pour un usage ponctuel ou pour un stock régulier.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS Antibes 2022B00815 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502