

## ÉCHARPE TRIANGULAIRE BLEUE NON TISSÉE

Référence : 5016-B

### Description



- Permet d'immobiliser les membres blessés ou de créer un bandage d'urgence.
- Le matériau non tissé apporte douceur et confort, y compris lors d'une utilisation prolongée.
- La couleur bleue facilite l'identification rapide en situation d'urgence.
- Convient aux professionnels de la santé, aux responsables sécurité et aux équipements de premiers secours.
- Sa conception permet une mise en place simple et rapide.

### Caractéristiques techniques

- **Référence** : 5016-B
- **Couleur** : bleu
- **Conditionnement** : unitaire
- **Dimensions** : 140 cm x 15 cm
- **Matériau** : non tissée
- **Utilisation** : bras, coudes, poignets, pieds, tête ou genou
- **Conformité** : HACCP

### Propriétés du produit

Cette écharpe triangulaire bleue non tissée se distingue par sa **polyvalence d'utilisation** et par sa visibilité rapide dans un environnement de secours. Son matériau non tissé est présenté comme doux et confortable, tandis que sa couleur bleue constitue un repère utile pour retrouver rapidement le produit au moment voulu. Elle peut être utilisée pour différentes zones du corps selon le besoin et s'intègre facilement dans une dotation de premiers secours déjà en place.

## Echarpe triangulaire bleue non tissée : un maintien pratique et visible

L'écharpe triangulaire bleue non tissée pensée pour immobiliser les membres blessés ou réaliser un bandage d'urgence, avec un format unitaire facile à intégrer dans un équipement de secours.

- **Maintien polyvalent**
- **Non tissée confortable**

## ÉCHARPE TRIANGULAIRE BLEUE NON TISSÉE

Référence : 5016-B

- Repérage rapide
- Format unitaire pratique
- Usage premiers secours

### Une écharpe visible pour compléter votre matériel de secours

L'écharpe triangulaire bleue non tissée est une solution utile lorsqu'un maintien simple et rapide doit être prévu dans un équipement de premiers secours. Elle peut compléter naturellement une sélection dédiée à [l'écharpe de Mayor](#) et trouver sa place parmi [les indispensables](#) à garder accessibles sur un poste de secours, dans une structure professionnelle ou dans une dotation mobile.

Son format unitaire, sa couleur bleue et sa matière non tissée en font un produit pratique pour les professionnels comme pour les utilisateurs recherchant un article facile à identifier et à stocker. Avant achat, il est utile de vérifier les dimensions recherchées, les zones d'utilisation visées et la cohérence avec le reste de votre matériel de premiers secours.

#### À quoi sert une écharpe triangulaire bleue non tissée ?

+

Elle sert à immobiliser un membre blessé ou à réaliser un bandage d'urgence. Ce modèle peut être utilisé pour différentes zones selon le besoin, notamment le bras, le coude, le poignet, le pied, la tête ou le genou.

#### Pourquoi choisir une écharpe triangulaire non tissée ?

+

Le matériau non tissé est présenté comme doux et confortable pour le patient. Il convient lorsque vous recherchez une solution simple à intégrer dans un équipement de premiers secours.

#### Quelle est la dimension de cette écharpe triangulaire bleue ?

+

Cette référence mesure 140 cm x 15 cm. Il est conseillé de vérifier ce format avant achat afin de vous assurer qu'il correspond bien à votre besoin et à votre matériel existant.

#### Dans quel type d'équipement intégrer une écharpe de Mayor bleue ?

+

Elle peut être ajoutée à une trousse de secours, à une dotation d'intervention ou à un poste de secours. Son conditionnement unitaire facilite le rangement et le réassort.