

100 AIGUILLES TROCARD 40 11/10 BEIGE

Référence : 16011-100



Description :

- Aiguilles **hypodermiques** conçues pour les besoins d'**injection intramusculaire**.
- Dispositif **stérile** et à **usage unique**, adapté aux environnements professionnels.
- **Paroi mince** pour un geste plus fluide (selon vos pratiques).
- **Embase translucide** en **polypropylène** pour une manipulation simple.
- Conditionnement en **sachet de 100** pour faciliter la gestion de stock.

Caractéristiques techniques :

- **Type** : Aiguilles **Trocard** hypodermiques
- **Taille** : **40 - 11/10** (coloris **beige**)
- **Stérilité** : **Stérile**
- **Usage** : **Usage unique** - injection **intramusculaire**
- **Conditionnement** : **Sachet de 100** (réf. **16011-100**)

Propriété

- **Aiguilles hypodermiques stériles**
- **Usage unique**
- Conçues pour **injection intramusculaire**
- **Paroi mince**
- **Embase translucide** en **polypropylène**

DESTOCKAGE

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **01 avril 2027**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

100 AIGUILLES TROCARD 40 11/10 BEIGE

Référence : 16011-100

Aiguilles Trocard 40 11/10 Beige (x100) : Aiguilles hypodermiques stériles à usage unique

Aiguilles Trocard 40 11/10 Beige (x100) : des **aiguilles hypodermiques stériles à usage unique**, prévues pour des **procédures d'injection intramusculaire**, avec une **paroi mince** et une **embase translucide en polypropylène** pour un usage pratique au quotidien.

- Stériles à usage unique
- Injection intramusculaire
- Paroi mince
- Embase PP translucide
- Sachet économique x100

Mode d'emploi :

- Utiliser ces **aiguilles Trocard** pour des **procédures d'injection intramusculaire** selon vos protocoles.
- Prévoir un **sachet de 100** pour assurer la continuité du réassort.

Précautions d'utilisation :

- Dispositif **stérile**.
- **Usage unique** : ne pas réutiliser.
- Utilisation prévue pour des **procédures d'injection intramusculaire**.

Des aiguilles hypodermiques Trocard pour sécuriser vos injections intramusculaires

Les **aiguilles Trocard 40 11/10** (beige) sont pensées pour un usage quotidien en environnement professionnel : **stériles**, à **usage unique**, adaptées aux **injections intramusculaires**. Le conditionnement en **sachet de 100** simplifie la gestion des consommables, tandis que la **paroi mince** et l'**embase translucide en polypropylène** répondent aux attentes de praticité. Pour compléter votre sélection, retrouvez nos [aiguilles à usage unique](#) ainsi que toute l'[instrumentation](#) utile au poste de soins.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502