

10 COMPRESSE TISSÉE STÉRILE 7.5 CM X 7.5 CM

Référence : 3004



Description :

- Compresses tissées stériles de haute qualité, en fibres naturelles de gaze hydrophile 100 % coton, très absorbantes et bien tolérées par la peau.
- Texture souple adaptée aux soins de détersion, à l'absorption des exsudats et à la confection de pansements protecteurs.
- Pliage à bords rentrés permettant de limiter l'effilochage et de réduire les risques de retard de cicatrisation.
- Compresses stériles, prêtes à l'emploi, idéales pour le nettoyage et le recouvrement des plaies en premiers secours.
- Un indispensable pour les armoires à pharmacie, trousse de secours et postes de soins en collectivités ou en entreprise.

Caractéristiques techniques :

- **Conditionnement** : boîte de 10 compresses tissées stériles.
- **Matière** : fibres naturelles de gaze hydrophile 100 % coton, 17 fils environ.
- **Dimensions pliées** : 7,5 cm x 7,5 cm (dépliées environ 30 cm x 30 cm).
- **Propriétés** : très absorbantes, bords rentrés, bien tolérées, sans latex, sans phtalates ni produits d'origine animale.
- **Présentation** : compresses stériles sous emballage individuel, dispositif à usage unique.

Compresse tissée stérile 7,5 cm x 7,5 cm : soin absorbant des plaies

Compresse en gaze hydrophile 100 % coton, très absorbante et bien tolérée, idéale pour le nettoyage, l'absorption et le recouvrement des plaies dans toute trousse de premiers secours.

- **Gaze hydrophile 100 % coton**
- **Très forte capacité d'absorption**
- **Bords rentrés anti-effilochage**
- **Stériles et emballées individuellement**
- **Indispensables trousse de secours**

Mode d'emploi :

- Vérifier l'intégrité de l'emballage de la compresse tissée stérile avant utilisation et ne l'ouvrir qu'au moment du soin.
- Nettoyer la plaie et le pourtour cutané avec une solution adaptée, puis rincer si nécessaire.
- Utiliser la compresse pour la détersion de la plaie ou l'application d'un antiseptique selon le protocole en vigueur.
- Poser une compresse tissée stérile 7,5 cm x 7,5 cm sur la plaie pour assurer l'absorption et le recouvrement.



10 COMPRESSE TISSÉE STÉRILE 7.5 CM X 7.5 CM

Référence : 3004

- Maintenir la compresse à l'aide d'un pansement, d'une bande ou d'un dispositif de fixation adapté, puis renouveler selon l'état de la plaie.

Précautions d'utilisation :

- Dispositif à usage unique : ne pas réutiliser une compresse déjà utilisée afin d'éviter tout risque de contamination.
- La stérilité est garantie uniquement si le sachet individuel est intact ; ne pas utiliser en cas de sachet endommagé.
- Surveiller l'évolution de la plaie ; en cas de signes d'infection (rougeur, douleur, chaleur, écoulement), demander un avis médical.
- Conserver les compresses dans un endroit sec, à l'abri du soleil et de l'humidité pour préserver leurs propriétés.
- Éliminer les compresses usagées dans une filière de déchets adaptée, idéalement par incinération.

Des compresses tissées stériles pour un soin des plaies fiable et polyvalent

La **compresse tissée stérile 7,5 cm x 7,5 cm** en gaze hydrophile 100 % coton offre une excellente capacité d'absorption pour le **nettoyage et le recouvrement des plaies**. Sa texture souple et ses bords rentrés limitent l'effilochage et contribuent à une cicatrisation plus sereine, que ce soit pour des plaies superficielles, des incisions ou des soins post-opératoires légers. Emballées individuellement, ces compresses stériles trouvent naturellement leur place dans toute trousse de secours ou armoire à pharmacie en milieu scolaire, en entreprise ou à domicile.

Utilisées pour la détersion, l'absorption des exsudats et la confection de pansements, ces compresses tissées complètent parfaitement vos autres dispositifs de **soin des plaies** : pansements, bandes de contention, solutions antiseptiques... Elles conviennent aux protocoles de premiers secours comme aux soins courants et contribuent à maintenir un haut niveau d'hygiène dans les collectivités, établissements de santé, structures d'accueil et environnements professionnels exigeants.