

COUSSIN HÉMOSTATIQUE D'URGENCE 5CM X 8CM X 3CM Référence : 3025

Description



Ce **coussin hémostatique d'urgence** a été pensé pour les situations où un saignement doit être maîtrisé vite, avec un matériel simple à comprendre et rapide à mettre en place. Son petit format lui permet de trouver facilement sa place dans une trousse de secours, un sac d'intervention ou un équipement outdoor.

La logique du produit est claire : appliquer une compression directe sur la plaie pour aider à stopper une hémorragie externe en attendant les secours. C'est ce qui le rend intéressant aussi bien pour les particuliers que pour les intervenants formés ou les utilisateurs qui veulent un matériel prêt à agir même dans un contexte de stress.

Le coussin associe une mousse de polyuréthane, un pansement intégré, une bande élastique de maintien, une compresse de gaze et des gants en vinyle. L'ensemble forme une solution cohérente, pensée pour une mise en œuvre rapide et structurée sans avoir à improviser avec plusieurs éléments séparés.

Avec son **format compact** et son sachet hermétique, il reste facile à transporter et à protéger jusqu'au moment où il devient nécessaire. C'est précisément le type de produit qu'on apprécie d'avoir sous la main quand une urgence impose d'agir sans attendre.

Caractéristiques techniques

- Référence 3025
- Dimensions 5 cm x 8 cm x 3 cm
- Matière Mousse de polyuréthane 24 kg/m³
- Usage principal Arrêter rapidement les saignements lors de blessures graves
- Contenu inclus Pansement « Fluff Américain » 8,5 cm x 10 cm, bande élastique 10 cm x 2,5 m, compresse de gaze 7,5 cm x 7,5 cm, paire de gants en vinyle
- Stockage recommandé Durée de vie de 4 ans, stockage dans un endroit sec

Propriétés

Ce coussin est conçu pour offrir une **compression rapide** sur les saignements sévères, même quand la situation devient stressante. Son format reste **compact et léger**, tout en conservant les éléments essentiels pour une mise en place directe sur la plaie. Le sachet hermétique ajoute une sécurité supplémentaire au stockage et au transport, ce qui le rend particulièrement intéressant pour les trousse de premiers secours mobiles ou les contextes d'intervention extérieure.

COUSSIN HÉMOSTATIQUE D'URGENCE 5CM X 8CM X 3CM Référence : 3025

Coussin hémostatique d'urgence 5 cm x 8 cm x 3 cm : une compression rapide dans un format compact

Coussin hémostatique d'urgence 5 cm x 8 cm x 3 cm conçu pour **arrêter rapidement les saignements** avec une solution de compression simple à mettre en place.

- Compression rapide
- Format compact léger
- Utilisation simple
- Sachet hermétique inclus
- Pour urgences extérieures

Mode d'emploi

- Retirer le coussin de son emballage pour le préparer.
- Dégager la plaie de tout obstacle comme des vêtements ou objets tranchants.
- Placer le coussin hémostatique directement sur la plaie.
- Maintenir en place avec la bande élastique en appliquant une pression modérée.
- Attendre l'arrivée des secours pour un suivi médical.

Précautions d'utilisation

- Stocker le coussin dans un endroit sec pour éviter toute détérioration.
- Vérifier régulièrement la date de péremption pour assurer l'efficacité du produit.
- Remplacer immédiatement le coussin s'il est endommagé ou périmé.

Un coussin hémostatique compact pour garder une vraie réponse en cas de saignement sévère

Quand une hémorragie externe survient, il faut un matériel qui permette d'agir vite, sans hésitation inutile. Ce **coussin hémostatique d'urgence** répond précisément à ce besoin avec un format compact, une compression directe et un ensemble déjà structuré pour la prise en charge immédiate. Pour compléter votre équipement, vous pouvez retrouver d'autres références dans notre sélection de [pansements compressifs](#).

Il convient aussi bien aux trousse de secours de particuliers qu'aux équipements de premiers secours plus avancés, en entreprise, sur le terrain ou en déplacement. Facile à transporter, simple à utiliser et pensé pour les urgences, il apporte une réponse claire quand chaque seconde compte. Ajoutez ce coussin hémostatique à votre équipement pour garder une solution compacte, fiable et prête à intervenir.



COUSSIN HÉMOSTATIQUE D'URGENCE 5CM X 8CM X 3CM Référence : 3025

À quoi sert un coussin hémostatique d'urgence 5 cm x 8 cm x 3 cm ?

+

Il sert à aider à arrêter rapidement un saignement sévère par compression directe sur la plaie. Son format compact le rend facile à intégrer dans une trousse de premiers secours prête à intervenir.

Le coussin hémostatique est-il facile à utiliser en situation de stress ?

+

Oui, il a été pensé pour rester simple à utiliser même sous pression. Les étapes sont claires : sortir le produit, le placer sur la plaie puis le maintenir avec la bande élastique.

Pourquoi ce format compact est-il intéressant dans une trousse de secours ?

+

Parce qu'il prend peu de place tout en conservant les éléments essentiels pour une compression d'urgence. C'est un vrai plus quand le matériel doit rester léger, transportable et immédiatement disponible.

Comment conserver correctement ce coussin hémostatique ?

+

Il doit être stocké dans un **endroit sec** et sa date de péremption doit être vérifiée régulièrement. S'il est endommagé ou périmé, il doit être remplacé immédiatement.