

100 FLACONS URINE 40 ML AVEC COUVERCLE VISSANT

Référence : 25006

Description :



- Flacons adaptés au prélèvement urinaire grâce à un format 40 ml simple à manipuler.
- Fermeture à vis pour limiter les fuites et sécuriser la manipulation au quotidien.
- Fermeture rapide d'un seul geste pour gagner du temps lors des collectes.
- Conçus pour le transport d'échantillons biologiques, conformément aux exigences légales.
- Conditionnement par 100 unités pour faciliter l'approvisionnement et la gestion des stocks.

Caractéristiques techniques :

- **Contenance** : 40 ml
- **Quantité** : Lot de 100 unités
- **Fermeture** : Couvercle vissant (fermeture rapide)
- **Matière** : Polystyrène crystal
- **Classe / marquage** : DM Classe DIV, CE0123

Propriétés

- **Étanche** grâce au couvercle vissant.
- **Grande résistance** (polystyrène crystal).
- **Usage unique**.
- **Fermeture rapide** d'un seul geste.
- Conforme à la législation sur le transport d'échantillons biologiques.

Flacons urine 40 ml (lot de 100) : Collecte fiable et fermeture étanche

Des contenants à **couvercle vissant** conçus pour une fermeture rapide et une étanchéité efficace lors de la collecte et du transport d'échantillons.

- **Fermeture étanche**
- **Grande résistance**
- **Fermeture rapide**
- **Usage unique**
- **Vendu par 100**



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

100 FLACONS URINE 40 ML AVEC COUVERCLE VISSANT

Référence : 25006

Mode d'emploi :

- Utiliser un flacon neuf pour la collecte d'un prélèvement urinaire.
- Après remplissage, visser le couvercle pour assurer la fermeture.
- Vérifier l'étanchéité avant toute manipulation ou déplacement.
- Transporter l'échantillon en respectant la législation applicable aux échantillons biologiques.

Précautions d'utilisation :

- Produit à **usage unique**.
- Bien visser le couvercle afin de maintenir l'**étanchéité**.
- Respecter les règles de transport applicables aux échantillons biologiques.

Un lot de flacons 40 ml pratique pour la collecte et le transport d'échantillons

Ces **flacons urine 40 ml** avec **couvercle vissant** facilitent la collecte grâce à une fermeture rapide, tout en apportant une protection contre les fuites avec une conception annoncée comme étanche. Leur matière en polystyrène crystal est indiquée pour sa résistance, et le conditionnement par 100 permet d'équiper efficacement un espace de soins, un service ou une collectivité avec des contenants prêts à l'emploi. Pour compléter votre approvisionnement, retrouvez nos [Flacons](#) et autres produits d'[Hygiène et de protection à usage unique](#).

Le format 40 ml répond aux besoins courants de prélèvement urinaire, avec une manipulation simple et une fermeture sécurisée.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502