

## MALLETTE MÉDICALE ROUGE

Référence : 22108-ROUGE

### Description :



- Grande mallette rouge pensée pour les interventions d'urgence et le transport structuré du matériel de soins.
- Un large compartiment principal complété par 6 compartiments intérieurs grâce à 5 séparateurs amovibles à velcro.
- Quatre poches latérales zippées dont une avec séparations internes pour les petits accessoires et consommables.
- Trousse amovible avec fenêtre transparente, fixée par velcro, pour garder visibles les produits essentiels.
- Fond en caoutchouc imperméable et revêtement intérieur amovible pour un nettoyage simple après intervention.

### Caractéristiques techniques :

- **Type de produit** : mallette d'intervention textile pour transport de matériel de soins.
- **Compartiments** : 1 grand compartiment, 5 séparateurs amovibles velcro, 4 poches latérales zippées, 1 trousse transparente amovible.
- **Portage** : poignée, bandoulière et sangles dos amovibles pour porter en sac à dos ou en bandoulière.
- **Matériau et sécurité** : tissu nylon Cordura renforcé, résistant et imperméable, fond caoutchouc, doubles bandes réfléchissantes jaunes.
- **Dimensions et couleur** : longueur 55 cm x largeur 35 cm x hauteur 32 cm, coloris rouge vif (réf. 22108-ROUGE).

## Mallette médicale rouge : transport d'urgence pratique et organisé

La **mallette médicale rouge** est un sac d'intervention de qualité professionnelle, conçu pour le transport et le rangement organisé du matériel de soins lors des interventions d'urgence, en cabinet, structure mobile ou milieu associatif.

- **Grand volume de rangement**
- **Compartiments intérieurs modulables**
- **Portage main, épaule ou dos**
- **Tissu renforcé imperméable**
- **Bandes réfléchissantes de sécurité**

### Mode d'emploi :

- Ouvrez complètement la mallette et positionnez les séparateurs amovibles pour créer des compartiments adaptés à votre matériel.



## MALLETTE MÉDICALE ROUGE

Référence : 22108-ROUGE

- Placez les consommables fréquemment utilisés (pansements, compresses, gants, solutions de nettoyage...) dans les compartiments les plus accessibles.
- Utilisez la trousse transparente amovible pour regrouper les produits ou accessoires devant rester visibles en un coup d'œil.
- Réglez la bandoulière ou les sangles de portage selon le mode choisi (main, épaule ou dos) avant chaque déplacement.
- Après intervention, videz si besoin la mallette, retirez le revêtement intérieur amovible et nettoyez les surfaces suivant vos protocoles d'hygiène.

### Précautions d'utilisation :

- Ne pas surcharger la mallette afin de préserver la résistance des coutures, des sangles et des boucles métalliques.
- Éviter les contacts prolongés avec des surfaces abrasives ou coupantes pour ne pas endommager le tissu et le fond caoutchouc.
- Ne pas utiliser la mallette comme dispositif de protection individuelle ou comme siège ou marchepied.
- Conserver la mallette dans un endroit sec et ventilé lorsqu'elle n'est pas utilisée, à l'abri de l'humidité stagnante et des fortes chaleurs.
- Contrôler régulièrement l'état des fermetures, sangles et séparateurs et remplacer le matériel usé ou détérioré si nécessaire.

## Une mallette d'urgence robuste pour les intervenants de terrain

Conçue pour les équipes mobiles, la mallette médicale rouge répond aux attentes des infirmiers, médecins, secouristes, ambulanciers et équipes de premiers secours qui interviennent sur le terrain. Son grand volume de rangement, ses compartiments modulables et ses nombreuses poches zippées permettent d'organiser soigneusement pansements, dispositifs de maintien, accessoires de petite instrumentation et consommables d'urgence. Le tissu Cordura renforcé et le fond imperméable assurent une bonne résistance aux déplacements fréquents et aux conditions extérieures.

Grâce à ses options de portage en bandoulière, à la main ou en sac à dos, cette mallette d'intervention s'adapte à différents contextes : interventions d'urgence, visites à domicile, couverture d'événements sportifs, actions associatives ou missions en collectivités. Les doubles bandes réfléchissantes améliorent la visibilité en environnement sombre et contribuent à la sécurité des intervenants. Un allié fiable pour constituer un sac de secours complet, fonctionnel et facilement transportable.