

## LINIMENT OLEO-CALCAIRE GIFRER 900ML

Référence : 28021-900ML



### LINIMENT OLEO-CALCAIRE GIFRER 900ML

#### **Conseil d'utilisation:**

Peut s'utiliser à chaque change et s'applique directement sur la peau ou à l'aide d'un coton.

Agiter avant d'emploi.

Pour plus d'informations, lire attentivement l'étui d'emballage.

#### **Ingrédients:**

Olea Europaea Fruit Oil, Aqua, Stearalkonium Hectorite, Caprylyl Glycol, Propylene Carbonate, Ethylhexylglycerin, Calcium Hydroxyde, Peg-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid.

**Conditionnement :** flacon-pompe de 900 ml

### LINIMENT OLEO-CALCAIRE GIFRER 900ML

Soin pour le change de bébé.

A base d'huile d'olive vierge extra obtenue par première pression à froid uniquement\* et de soluté d'hydroxyde de calcium. Fabriqué en France.

L'eau de chaux apaise l'épiderme du fessier et l'huile d'olive vierge **hydrate et adoucit**.

Le film gras protecteur laissé par cette solution permet d'isoler la peau de l'urine et des matières fécales, pour ainsi la protéger contre l'**apparition de rougeurs**.

- 99% des produits sont d'origines naturels
- Sans parabens, sels d'aluminium et parfums

(\*La phase huileuse ne contient aucune autre huile végétale que l'huile d'olive vierge.)

#### **UTILISATION:**

Le Liniment oéo-calcaire stabilisé, des Laboratoires Gifrer, peut s'utiliser à chaque change et s'applique directement sur la peau ou à l'aide d'un coton **référence 5034 ou 5035**

Agiter avant d'emploi. Pour plus d'informations, lire attentivement l'étui d'emballage.