

SANG ARTIFICIEL NORMAL 125ML

Référence : 26070



SANG ARTIFICIEL NORMAL 125ML

Mode d'emploi :

Selon la blessure ou la plaie que vous voulez simuler, vous pourrez employer l'une ou l'autre des différentes sortes de sang. Il se présente sous une forme liquide en différentes tailles de flacons.

Sang normal

Le sang normal sert à imiter :

- un impact de balle (sur un tissu fin, il s'imbibera plus facilement) ;
- une blessure fraîche (si vous désirez un écoulement normal) ; etc.

Astuces / démaquillage :

Vous pouvez remplir des gélules que le sujet pourra mettre dans la bouche et croquer au moment voulu pour simuler un filet de sang qui s'écoulera par la commissure des lèvres.

Sur la peau, vous pouvez l'enlever à l'eau froide.

Vous pouvez imiter toutes taches de sang même sur un vêtement qu'il vous suffira de nettoyer avec un peu d'eau froide et sans aucun détergent.

SANG ARTIFICIEL NORMAL 125ML

Idéal pour les formations de secourismes

Le **sang artificiel** est une composition exclusive de notre fabrication. Il présente les avantages suivants :

- à la couleur du sang ;
- est "alimentaire" c'est à dire qu'on peut sans danger le mettre au contact de la peau voire même dans la bouche ;
- ne pas le diluer ;
- ne tache pas ;
- se nettoie à l'eau froide tant sur la peau que sur les vêtements.