

100 LINGETTES IMPRÉGNÉES DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Référence : 150095-100

Description :



- Lingettes imprégnées pour le **nettoyage** et l'**assainissement des mains**, renforcés par une **action mécanique**.
- Permettent le **traitement hygiénique** et la **désinfection** des mains par **friction**.
- Utilisables **sans rinçage** et **sans essuyage**, pratiques en mobilité.
- Peuvent aussi servir au **nettoyage des matériels et équipements** selon les besoins.
- Excellente **tolérance cutanée** et format simple à glisser dans une **trousse de secours** ou une poche.

Caractéristiques techniques :

- **Type** : Lingettes imprégnées de **gel hydroalcoolique thixotropique**
- **Usage** : Traitement hygiénique et **désinfection** des mains par friction
- **Sans rinçage** : Utilisable **sans eau** et sans essuyage
- **Conditionnement** : 100 lingettes
- **Référence** : 150095-100

Composition

- **Alcool isopropyl**
- **Aqua**

Propriétés microbiologiques : conforme aux normes **virucide** sur H1N1 selon EN14476, **bactéricide** EN1040 et EN1276, **fongicide** EN1275 et EN1650.

DESTOCKAGE

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **01 février 2027**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

100 LINGETTES IMPRÉGNÉES DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Référence : 150095-100

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

Lingettes hydroalcooliques x100 : Désinfection des mains par friction sans eau, pratique à emporter

Des **lingettes imprégnées de gel hydroalcoolique** conçues pour le **traitement hygiénique** et la **désinfection** des **mains par friction**, utilisables **sans rinçage** et **sans essuyage**, idéales quand il n'y a pas de point d'eau.

- **Sans eau, sans rinçage**
- **Action par friction**
- **Large spectre antimicrobien**
- **Format transportable**
- **Boîte de 100 lingettes**

Mode d'emploi :

- Sortir une **lingette hydroalcoolique** et l'appliquer sur la zone à nettoyer.
- Procéder par **friction** des mains jusqu'à obtenir un nettoyage homogène.
- Utilisation possible **sans rinçage** et **sans essuyage**.
- Peut être utilisée pour le **nettoyage des matériels et équipements** si nécessaire.
- **Usage externe** et **usage unique**.

Précautions d'utilisation :

- **Usage unique** : ne pas réutiliser une lingette.
- Respecter un usage par **friction** pour bénéficier de l'action mécanique annoncée.
- Produit prévu pour un **usage externe**.
- En cas d'utilisation sur matériel/équipement, s'assurer que la surface est compatible avec un **gel hydroalcoolique**.

Une solution nomade pour l'hygiène des mains en contexte pro et en déplacement

Les **lingettes hydroalcooliques** sont une alternative simple quand un point d'eau n'est pas disponible : elles permettent la **désinfection des mains par friction**, avec une utilisation **sans rinçage** et sans contrainte logistique. Le format **x100** facilite la gestion des consommables et s'intègre facilement dans une **trousse de secours**, un sac, un véhicule ou un poste d'accueil. Pour compléter vos besoins, explorez aussi nos **gels hydroalcooliques** et l'ensemble des indispensables **pour les mains**.

Pour harmoniser vos achats, découvrez tous les produits **Ront**. Ajoutez ce lot au panier pour sécuriser une solution prête à l'emploi, efficace et facile à transporter.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502