

## POCHETTE DE 5 STERI-STRIPS STÉRILES 3MM X 75MM

Référence : 1107

### POCHETTE DE 5 STERI-STRIPS - Stériles - 3mm x 75mm



#### Propriétés :

- Bandelettes de sparadrap microporeux renforcé de fibres de polyester avec un adhésif hypoallergénique
- Présentées en pochette stérile
- Sous emballage individuel

#### Avantages :

- Résistant même en milieu humide
- Cicatrisation plus rapide et de meilleure qualité qu'avec fils ou agrafes
- Risque infectieux minime : présentation stérile et absence d'effraction tissulaire
- Cicatrisation esthétique : bon affrontement des berges et tension uniforme

#### Indications :

- Pour la fermeture des plaies superficielles
- Pour le remplacement précoce de fils ou agrafes
- Pour une suture combinée avec fils ou agrafes

**Format : 3x75mm**

### POCHETTE DE 5 STERI-STRIPS - Stériles - 3mm x 75mm

La **pochette de 5 stéri-strips stériles** est parfaite pour une fermeture de **plaie superficielle**, pour le **remplacement précoce de fils** ou **agrafes** et pour une **suture** combinée avec fils ou agrafes.

- Résistant même en milieu humide
- Cicatrisation plus rapide et de meilleure qualité qu'avec fils ou agrafes
- Risque infectieux minime : présentation stérile et absence d'effraction tissulaire
- Cicatrisation esthétique : bon affrontement des berges et tension uniforme

#### Informations complémentaires :

- Bandelettes de sparadrap microporeux renforcé de fibres de polyester avec un adhésif hypoallergénique présentées en pochette stérile sous emballage individuel.



## POCHETTE DE 5 STERI-STRIPS STÉRILES 3MM X 75MM

Référence : 1107

- Les Sutures Cutanées Adhésives Steri-Strip constituent la solution efficace et sans douleur pour refermer les plaies.
- Elles se présentent sous forme de bandelettes constituées d'un support microporeux, en fibres de rayonne renforcées par des filaments de polyester.
- Elles sont pourvues d'une couche adhésive hypoallergénique en acrylique de synthèse à grand pouvoir adhésif. L'absence de réactions tissulaires influence favorablement la cicatrisation.
- L'application et le retrait sont indolores et conviennent parfaitement en pédiatrie.
- La possibilité d'accoler régulièrement les lèvres de la plaie sur toute leur longueur donne un très bon résultat esthétique (pas de marques en échelle).
- Son élasticité en combinaison avec son adhésion initiale prolongée permettent l'usage du strip à la hauteur des articulations, du visage ou aux endroits extrêmement mobiles, donne un meilleur résultat cosmétique grâce à une meilleure cicatrisation, permet la perspiration cutanée et permet la douche sans que le strip ne se décolle.