

50 BANDELETTES RÉACTIVES ACCU CHEK GUIDE

Référence : 14034-21



Description :

- Bandelettes conçues pour l'autosurveillance de la glycémie
- Lecture rapide avec une petite quantité de sang
- Manipulation facilitée pour un usage quotidien
- Flacon refermable pour une meilleure conservation
- Adaptées à un suivi régulier à domicile ou en structure

Caractéristiques techniques :

- **Compatibilité** : lecteurs Accu-Chek Guide
- **Quantité** : 50 bandelettes réactives
- **Type de test** : glycémie capillaire
- **Conditionnement** : flacon sécurisé
- **Usage** : autosurveillance glycémique

Bandelettes réactives Accu-Chek Guide 50 tests : fiabilité et simplicité d'utilisation

Une solution précise et rapide pour le **suivi glycémique** quotidien, pensée pour un usage fiable et confortable.

- **Mesure rapide et précise**
- **Compatibilité Accu-Chek Guide**
- **Manipulation simple**
- **Conditionnement pratique**
- **Usage régulier facilité**

Mode d'emploi :

- Insérer une bandelette dans le lecteur compatible
- Effectuer le prélèvement sanguin selon la procédure habituelle
- Appliquer la goutte de sang sur la bandelette
- Attendre l'affichage du résultat
- Jeter la bandelette après utilisation

Précautions d'utilisation :

- Utiliser uniquement avec des lecteurs compatibles
- Ne pas utiliser une bandelette endommagée ou périmée
- Refermer le flacon après chaque prélèvement
- Conserver à l'abri de l'humidité et de la chaleur



50 BANDELETTES RÉACTIVES ACCU CHEK GUIDE Référence : 14034-21

- Tenir hors de portée des enfants

Un consommable essentiel pour le suivi glycémique quotidien

Les **bandelettes réactives Accu-Chek Guide** sont conçues pour offrir une **mesure fiable de la glycémie** dans le cadre d'une autosurveillance régulière. Leur simplicité d'utilisation et leur lecture rapide en font un consommable adapté aussi bien à un usage personnel qu'en environnement encadré.

Le conditionnement de 50 tests permet une gestion pratique des contrôles, tout en assurant une continuité dans le **suivi glycémique**. Ces bandelettes s'intègrent facilement dans une **trousse de premiers secours** ou un équipement de suivi quotidien.