

## 75 SACHETS DE 2 COMPRESSES NON TISSÉS STÉRILES 7.5CMX7.5CM Référence : 3045-LCH

### Description :



- Chaque compresse est stérilisée pour prévenir toute **infection**, assurant une **sécurité optimale** pour vos soins.
- Leur composition en **viscose** et **polyester** offre une douceur exceptionnelle, respectant même les **peaux les plus sensibles**.
- Grâce à leur structure **non tissée à 4 plis**, ces compresses **absorbent efficacement les liquides**, favorisant une **cicatrisation rapide**.
- Idéales pour le **nettoyage**, la **désinfection** et le **recouvrement des plaies**, elles s'adaptent à toutes les situations.
- **Sans latex** ni **phtalates**, elles minimisent les risques d'allergies et d'irritations.

### Caractéristiques Techniques :

- **Conditionnement** : Emballage individuel
- **Dimensions** : 7.5x7.5cm
- **Composition** : 50% viscose, 50% polyester
- **Stérilisation** : Stérilisées

## DESTOCKAGE

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **01 décembre 2026**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

## Compresses non tissées stériles 7.5x7.5cm : La solution idéale pour vos soins médicaux

Vos besoins en matière de soins médicaux exigent des produits de la plus haute qualité, alliant sécurité, efficacité et confort. Nos compresses non tissées stériles 7.5x7.5cm répondent à ces exigences, vous offrant une solution fiable pour le traitement des plaies et les interventions chirurgicales.

- **Stérilité garantie**
- **Douceur et confort**
- **Absorption supérieure**
- **Polyvalence d'utilisation**



## 75 SACHETS DE 2 COMPRESSES NON TISSÉS STÉRILES 7.5CMX7.5CM Référence : 3045-LCH

- **Biocompatibilité assurée**

### Mode d'emploi :

- **Lavez et séchez** soigneusement vos mains avant d'enfiler des gants.
- Ouvrez le paquet de compresses avec précaution.
- Prenez une compresse à la fois.
- Appliquez la compresse sur la zone à traiter selon les **recommandations médicales**.

### Précautions d'utilisation :

- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou si le produit est défectueux ou périmé.
- Ce produit est à usage unique et ne doit pas être réutilisé.
- Conserver le dispositif médical dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Vérifier la date d'expiration sur l'emballage avant utilisation.

## L'indispensable de votre trousse de premiers secours

Que vous soyez un professionnel de la santé ou un particulier soucieux de votre bien-être, nos compresses non tissées stériles 7.5x7.5cm sont un atout essentiel pour vos soins.

Elles vous garantissent une hygiène irréprochable, un confort optimal et une efficacité prouvée.

Ne laissez pas une plaie compromettre votre santé, optez pour la qualité et la sécurité.

Retrouvez également l'ensemble de nos **compresses non tissées stériles**.