

## ALCOOL 70° ISOPROPYLIQUE RECHARGE 500ML Référence : 4025



### ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70° RECHARGE 500ML

#### **Composition:**

Assainissant Corporel, surface et instruments médicaux.

Sans Ga

Isopropyl alcohol (CAS 67-63-0, CE 200-661-7) 70.0g/100g, Aqua

#### **Mode d'emploi:**

Appliquer sur la zone à préparer à l'aide d'une compresse.

Action permettant d'assainir la zone avant examen médical. Éviter tout contact avec les zones épidermiques sensibles et muqueuses.

Cette présentation, plus économique permet une souplesse et une sûreté d'utilisation, tout en évitant le phénomène d'évaporation.

Ce flacon est à utiliser avec la pompe dish (brevetée) pour imprégner la bonne dose sur le coton.

Usage externe.

### ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70° RECHARGE 500ML

- Recommandé pour l'assainissement de la peau, des surfaces et des instruments médicaux.
- Action immédiate
- Ne contient pas de camphre
- il est exempt de contre-indications.
- La pompe délivre la dose juste pour imprégner une compresse sans gaspillage, et laisse à son utilisateur une main totalement libre.

### ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70° RECHARGE 500ML

Recharge pour flacon pompe 500ml référence 4024