

MASQUE À OXYGÈNE HAUTE CONCENTRATION ENFANT

Référence : 22042E

Contenu du kit :



- Masque haute concentration - **taille enfant**
- **Tuyau d'oxygène** de 2 mètres
- **Sac réservoir à oxygène** pour une concentration maximale
- **Système de maintien ajustable** pour une fixation confortable autour de la tête
- **Emballage individuel** pour une hygiène parfaite
- **Code couleur ROSE** pour une identification facile en pédiatrie

Utilisation recommandée :

- **Débit conseillé** : 5 L/min (ou selon prescription médicale)
- Le sac de réserve **ne doit pas se collabrer** : si c'est le cas, augmentez le débit d'oxygène.

Le masque doit être relié à une **bouteille ou un concentrateur d'oxygène** via le connecteur de la tubulure.

A usage unique avec réserve O₂, tuyau d'alimentation et élastique.
Livr   sous sachet individuel. Tuyau 2m

Masque en Polypropyl  ne, Poly  thyl  ne et chlorure de polyvinyle.

Marquage CE 0434